

HMV-Nr.  
11.29.05.0046

## Clinisan®

Grad III

Schaumstoffmatratze in drei Schichten zur Dekubitusprophylaxe und Therapieunterstützung bei hohem Risiko / Grad III

- Für Patientengewichte von 30 bis 150 kg (in Liegeposition)
- Dreiteilige Kombination aus fester Bodenwanne mit Seitenstabilisierung, innenliegender Würfelschicht und weicher Liegefläche
- Ideale Anpassung an den Körper durch „physiologische Knickstellen“ auch bei Bettverstellungen
- Inkl. PU-Vollbezug, feuchtigkeitsabweisend, atmungsaktiv, waschbar bis 95 °C, bedingt trocknergeeignet, schwer entflammbar nach Crib 5, Reißverschluss
- Sondermaße auf Anfrage lieferbar
- Auf Anfrage auch in 12 cm Höhe erhältlich



Inkl. hochwertigem PU-Vollbezug



ADL® GmbH  
Produktionsstätte  
und Servicecenter  
Im Flürchen 1  
99334 Amt Wachsenburg  
Germany  
Telefon: +49 (0) 36202 7519-0  
Telefax: +49 (0) 36202 7519-12

E-Mail: [info@adl-gmbh.de](mailto:info@adl-gmbh.de)  
Internet: [www.adl-gmbh.de](http://www.adl-gmbh.de)



### Technische Daten

	Clinisan® soft		Clinisan® medium		Clinisan® plus	
Artikelnummer	100 400-E-WEICH-PU	100 402-E-WEICH-PU	100 400	100 402	100 400-M-HART-PU	100 402-M-HART-PU
Abmessungen in cm	198 x 90 x 17	198 x 100 x 17	198 x 90 x 17	198 x 100 x 17	198 x 90 x 17	198 x 100 x 17
Material	Polyurethan					
Raumgewicht	30 kg/m <sup>3</sup>		40 kg/m <sup>3</sup>		50 kg/m <sup>3</sup>	
Stauchhärte	2,2 kPa		3,1 kPa		4,0 kPa	
Bezug	PU-Vollbezug, 95 °C waschbar, bedingt trocknergeeignet, schwer entflammbar nach Crib 5					
Empf. Patientengewicht	30 - 150 kg (in Liegeposition)					
Garantie*	3 Jahre gegen Kuhlenbildung					
Anwendungsgebiet	Dekubitusprophylaxe und Therapieunterstützung bei hohem Risiko / Grad III					
Mikroklima	Klasse D					
Druckentlastung	Bei Belastung mit 80 kg = Klasse H, bei Belastung mit 150 kg = Klasse H					

\* Unsere Pflegehinweise und Garantiebedingungen sind zu finden auf [www.adl-gmbh.de](http://www.adl-gmbh.de).